

Instrucciones de montaje – Colchón de repuesto con placa multiplex

Sustitución en la camilla de masaje tailandés Kitama · Ancho 80 / 100 / 120 cm · también para otras estructuras de madera

2 personas
para girar, transportar y alinear

Atornillador inalámbrico
con punta y par bajo


Incluido
6 escuadras y 24 tornillos para madera (25 mm)

Espacio
aprox. 3 × 2 m libres, base blanda (cartón o manta)


⚠ Leer antes de la sustitución

- El colchón de repuesto pesa aprox. 30–35 kg, la camilla bastante más – transportar y girar siempre entre dos.
- Utilice los tornillos de 25 mm incluidos. En la placa multiplex de aprox. 1 cm las puntas penetran mínimamente en la espuma – es normal y no se nota desde fuera. No apriete los tornillos en exceso.
- Trabaje sobre una base blanda para que la funda de piel sintética no se raye.
- El colchón de repuesto no es idéntico al colchón original: tiene otro núcleo de espuma (6,5 cm de espuma aglomerada) y se fija al bastidor con escuadras.


Piezas & material



A Colchón de repuesto
– con placa multiplex (aprox. 1 cm) y orificio facial, 1 unidad



B Cojín tapón – tapón
redondo, encaja exactamente en el orificio facial y queda a ras de la superficie, 1 unidad



C Escuadras de fijación – galvanizadas, 2 agujeros por lado, 6 unidades




D Tornillos para madera – cabeza avellanada, 25 mm, 24 unidades (4 por escuadra)

Tornillos & herramientas

Dónde	Tornillos	Nota
Escuadra → placa multiplex	2 × 25 mm por escuadra	las puntas penetran mínimamente en la espuma – normal; no apretar en exceso
Escuadra → faldón del bastidor	2 × 25 mm por escuadra	en madera dura pretaladrar con Ø 2 mm para que no se raje
Herramientas	Atornillador inalámbrico con punta Phillips, broca para madera Ø 2 mm si hace falta, lápiz	–


Paso a paso



1 Dar la vuelta a la camilla

Entre dos, dé la vuelta a la camilla y colóquela con las patas hacia arriba sobre una base blanda.


Consejo: Sujétela por el bastidor y las patas, no por los paneles decorativos.



2 Retirar el colchón viejo


Afloje los **6 tornillos de los 3 travesaños** (2 por travesaño) y levante la camilla entre dos del colchón viejo.

Las patas, los paneles decorativos y la balda permanecen montados.



3 Colocar el colchón de repuesto


Coloque el colchón de repuesto con el **lado acolchado hacia abajo** sobre la base blanda. La placa multiplex queda hacia arriba.



4 Colocar & alinear la camilla

Coloque la camilla invertida sobre el colchón y céntrela: el orificio facial queda en el cabecero y el colchón **sobresale de forma uniforme por todos lados** (aprox. 10 cm).


Consejo: Mida en los cuatro lados con un metro plegable y marque la posición del bastidor con lápiz.



5 Atornillar con escuadras

Una el bastidor y el colchón con las **6 escuadras incluidas**. Coloque las escuadras por dentro del bastidor: un lado contra el faldón y el otro plano sobre la placa multiplex.

- 2 escuadras en cada lado largo, 1 en cada extremo – entre los travesaños.
- Por escuadra **2 tornillos 25 mm** en la placa multiplex – con par bajo, hasta que la cabeza quede a ras.
- Por escuadra **2 tornillos 25 mm** en el faldón del bastidor – en madera dura, pretaladrar.



6 Dar la vuelta – ¡listo!

Entre dos, vuelva a poner la camilla sobre sus patas. Si lo necesita, presione el cojín tapón a ras en el orificio facial.

Vuelva a apretar todos los tornillos una vez después de aprox. 2 semanas.

Otras estructuras de madera

- Con cualquier estructura de madera estable sin rebaje, proceda igual: colocar el colchón boca abajo, poner la estructura encima, alinearla y atornillarla con escuadras.
- El bastidor debería ser algo más pequeño que el colchón por todos lados, para que este sobresalga de forma uniforme.
- ¿Estructura con rebaje? Compruebe antes las medidas interiores – o utilice nuestro colchón de suelo sin placa de madera, para encajar.

¿Preguntas sobre la sustitución?

WhatsApp

+49 179 473 1858

Español · Inglés · Tailandés

Online

my-thaimassage.shop

Repuestos, sábanas, colchones y accesorios